


2023 발달장애인 보조기기 사후관리사(휠-마스터) 기능경기대회 참가자 사전교육자료

1. 참가자 사전교육 : 2023.10.27.(금) 16:00, 비대면(Zoom) 진행
 2. 대회 : 2023.11.01.(수) 13:00~16:00, 성암문화체육비전센터 2층
- 대회 장소 약도 : 용현초등학교 옆, 송산역 2번 출구에서 200m



○ 주요 일정

구분	시간	내용	비고	
참가 등록	12:30~13:00	▪ 등록데스크에서 참가 등록, 이후 등록 불가	식사 미제공, 신분증 지참	
대회	기념식	13:00~13:20	▪ 인사말씀(인사말, 대회사, 축사 등) ▪ 선수대표 선서, 선수 및 심사위원 소개	
	기능경기대회	13:20~13:25	▪ 장내 정리 및 학생부 참가자 자리 배치	
		13:25~13:30	▪ 대회 과제 및 심사기준 안내 : 심사위원장	
		13:30~14:30	▪ (학생부) 기능경기대회 실시	성인부
		14:30~14:45	▪ 장내 정리	대기석에서 대기
		14:45~15:45	▪ (성인부) 기능경기대회 실시	학생부
	15:45~16:00	▪ 장내 정리	대기석에서 대기	
시상식	16:00~16:20	▪ 시상식 및 기념촬영		

3. 심사기준 안내 및 준비사항


○ 심사 내용

- 제한시간 **55분** 내 의복 착용/공구 사용→분해→세척/소독→조립→정리 수행, **실기(100%)**
- 주요 내용 : (공구 사용) 수동휠체어에 필요한 공구 이름 및 사용 방법 숙지 여부
(사후관리 기본) 수동휠체어 분해, 세척, 소독 수행 정도
(바퀴 수리) 앞바퀴 탈거 후 베어링 교체 가능 여부(앞바퀴 1개당 2개, 총4개)
(준비 및 정리) 공구 준비 및 뒷정리 정도

○ 점수 배점

구분	의복 착용 / 공구 사용	분해	세척 / 소독	조립	정리
수행시간	5분	10분	20분	15분	5분
배점	12%	18%	44%	14%	12%

- 제공 물품 : (공구) 드라이버(일자, 양용, 주먹), 육각렌치, 소켓렌치, 스패너, 자석접시, 고무망치 (세척/소독) 세정제, 소독제, 칫솔, 청소솔, 세척붓, 잡보루, 소독걸레 (보호구) 앞치마, 팔토시, 장갑 → 개인 준비 가능



- 개인 준비 : **본인 확인용 신분증 필수**, 앞치마, 팔토시, 장갑, 마스크 등 개인 필요 물품

4. 대회 참가 관련 유의 사항

- 참가 등록은 12:30~13:00 대회장 등록데스크에서만 가능하며 대회 시작(13:30) 이후로는 참가 불가함. (시간 엄수 철저)
- 점심 식사는 별도로 제공되지 않으며, 대회장(실내 배드민턴장) 특성상 내부에 물 외 음식 반입이 어려움. (대회 중 식사 문제로 외부 이탈 지양)
- 개인적인 사유(코로나 감염 등)로 대회 참가가 불가능할 경우 사전 연락.
(비상연락처 : 이은화 주임 010-5144-1591 / 문자로 연락, 전화 지양)

< 안내 사항 >

- 대회 시간은 총 55분입니다.
- 의복착용/공구사용(5분), 분해(10분), 세척/소독(20분), 조립(15분), 정리(5분) 순으로 진행합니다.
- 단계별로 1분이 남았을 때 해당 단계 작업을 완료하지 못한 경우 담당 심사위원이 마무리를 도와 주고, 해당 단계 평가 항목은 최하점으로 배점됩니다.
- 단계별 심사 과정을 확인한 뒤 심사위원의 지시에 따라 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. (손을 들고 "다했습니다"라고 말한 뒤 담당 심사위원 확인 과정을 거친 후 다음 단계가 시작할 때까지 기다립니다.)
- 진행 중 궁금한 점은 손을 들고 담당 심사위원에게 질문해주세요.
- 대회 중 화장실 이용 가능하며, 대회 시간에 포함됩니다.
- 빨리 끝나는 것에 대한 추가 점수는 없습니다. 과정별 꼼꼼하게 진행하는 것이 중요합니다.
- 대회 중 부품을 분실하거나 파손할 시 감점되며, 별도의 손해배상 청구는 하지 않습니다.
- 대회 중 다른 참가자나 심사위원, 진행요원 등에 상해(피해)를 입힐 경우, 관련 법률에 근거한 처벌 혹은 손해배상 등을 청구할 수 있으며, 해당 참가자는 점수와 무관하게 탈락입니다(단체상해보험 가입).

구분	주요 내용
공구 사용	01. 공구 종류 및 사용방법 숙지
	02. 분해, 조립 시 수동휠체어를 올바른 방법으로 보관
	03. 분해된 볼트, 너트를 결합하여 자석접시 등 적절한 곳에 보관
사후관리 기본	04. 바퀴 세척 시, 적절한 도구 사용 여부 및 깨끗이 세척되는지의 여부
	05. 세정제/소독제 도포 방식 및 횟수
	06. 바퀴 틈의 세정제 잔여 여부
	07. 세척 시 막걸레(세척용)와 소독걸레(소독용) 구분 여부
	08. 세척이 완료된 바퀴와 세척이 완료되지 않은 바퀴 구분 여부
	09. 오염물질 제거 정도
	10. 세척 후 바퀴 등을 분해 전과 같은 모습으로 조립했는지 여부
바퀴 수리	11. 앞바퀴 베어링 교체 가능 여부와 교체한 수량
준비 및 정리	12. 상황 및 직무에 맞는 의복 착용 여부
	13. 전반적인 모든 업무 지시 이행 여부